

Zfp64 Kaninchen Pab - Q9Npa5,Q9Ntw7

Artikelnummer: CM0014596

Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes ZFP64 (ZNF338) für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Untersuchung von Zinkfingerprotein 64 in verschiedenen Probentypen. Hergestellt in Kaninchen unter Verwendung von rekombinantem Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZFP64 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF338; ZFP64
Spezies	Mensch
Gen-ID	55734
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-170 von humanem ZFP64 (NP_060667.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NPA5,Q9NTW7
Proteingewicht	46kDa/48kDa/68kDa/72kDa/74kDa
Versand	Eisbeutel