

Zip8 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9C0K1

Artikelnummer: CM0016653

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes ZIP8 (SLC39A8) für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines ZIP8, einen für Zink- und Mangan-Homöostase, Immunität und Entwicklung essentiellen Metallkationensymporter.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZIP8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64116
Gen-ID	64116
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 180-300 von humanem ZIP8 (NP_071437.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9C0K1
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel