

Znf131 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P52739

Artikelnummer: CM0015899

Einführung

Kaninchen-polyklonaler ZNF131-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. ZNF131 ist ein Zinkfinger-Transkriptionsrepressor, der an Gehirnfunktion und -entwicklung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF131 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZBTB35; pHZ-10; ZNF131
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7690
GenID	7690
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-240 von menschlichem ZNF131 (NP_003423.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52739
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel