

Znf148 Kaninchen Pab - Q9Uqr1

Artikelnummer: CM0026212

Einführung

ZNF148 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen rekombinantes ZNF148-Protein hergestellt wurde. Er eignet sich für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF148 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BERF-1; BFCOL1; GDACCF; ZBP-89; ZFP148; pHZ-52; HT-BETA; ZNF148
Spezies	Human
GenID (Human)	7707
GenID	7707
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 690-794 von humanem ZNF148 (NP_068799.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQR1
Protein-Gewicht	89 kDa
Versand	Eisbeutel