

Znf24 Kaninchen Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P17028

Artikelnummer: CM0009200



Einführung

Kaninchen rekombinanter monoklonaler Antikörper gegen menschliches ZNF24 (KOX17, ZNF191, ZSCAN3, RSG-A) für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. ~42kDa. Ideal für Studien zu Transkriptionsfaktoren und Myelinisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF24 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7572
Gen-ID	7572
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 160-242 von menschlichem ZNF24 (NP_110378.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17028
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel