

Znf384 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tf68

Artikelnummer: CM0023879

Einführung

CamelBio bietet polyklonale ZNF384-Kaninchen-Antikörper der IVD-Qualität, validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Kernlokalisierter Transkriptionsfaktor, 63 kDa, UniProt Q8TF68.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF384 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	NP; CIZ; NMP4; CAGH1; ERDA2; TNRC1; CAGH1A; ZNF384
Art	Mensch
GenID (Mensch)	171017
GenID	171017
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykline Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TF68
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel