

Znf444 Kaninchen Pab - Q8N0Y2

Artikelnummer: CM0023988

Einführung

ZNF444 Kaninchen pAb detektiert ZNF444 (EZF2) in Proben von Mensch, Maus und Ratte mittels WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Es handelt sich um einen transkriptionellen Regulator, der an den SCARF1-Promotor bindet, mit einem beobachteten Molekulargewicht von 35 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF444 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EZF2; EZF-2; ZSCAN17; ZNF444
Spezies	Mensch
Gen-ID	55311
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N0Y2
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel