

Znf502 Kaninchen Pab - Q8Tbz5

Artikelnummer: CM0014996

Einführung

ZNF502 polyklonales Kaninchen-Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA. ZNF502 ist ein Zinkfingerprotein, das potenziell an der Transkriptionsregulation beteiligt ist. Geeignet für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF502 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF502
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	91392
GenID	91392
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-150 des humanen ZNF502 (NP_149987.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TBZ5
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel