

Znf544 Kaninchen-Pak - Q6Nx49

Artikelnummer: CM0029223

Einführung

ZNF544 Kaninchen-pAk für WB und ELISA, erkennt menschliches und murines ZNF544. Dieser 82 kDa polyklonale Antikörper zielt auf die N-terminale Region ab und eignet sich für die Forschung zur transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF544 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ZNF544
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27300
GenID	27300
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6NX49
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel