

Znf701 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q9Nv72

Artikelnummer: CM0019138

Einführung

ZNF701 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches ZNF701, ein Zinkfingerprotein, das an der transkriptionellen Regulation beteiligt ist. Validiert in menschlichen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF701 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ZNF701
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55762
GenID	55762
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem ZNF701 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NV72
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel