


Zo-1 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q07157

Artikelnummer: CM0016711



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes ZO-1 (TJP1). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Tight Junctions und epithelialen Barrieren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZO-1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZO-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7082
GenID	7082
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-273 von humanem TJP1 (NP_003248.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07157
Proteingewicht	195 kDa
Versand	Eisbeutel