

Zscan4 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nam6

Artikelnummer: CM0018391

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ZSCAN4 (ZNF494) gerichtet ist, hergestellt gegen rekombinantes Protein (AS 1-227). Geeignet für Western Blot und ELISA, ideal für Studien zu Stammzellpluripotenz und Telomerdynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZSCAN4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF494; ZSCAN4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	201516
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-227 von humanem ZSCAN4 (NP_689890.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NAM6
Proteinmasse	49 kDa
Versand	Eispackung