

Zscan4C Rabbit Pab - 245109

Artikelnummer: CM0014281

Einführung

ZSCAN4C Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper gegen murines ZSCAN4 mit Reaktivität in der Maus. Ideal für WB und ELISA zum Nachweis einer 57-kDa-Bande. Ein wichtiges Hilfsmittel für die Stammzell- und Entwicklungsbiologieforschung zur Unterstützung von Studien zur Pluripotenz und frühen Embryogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZSCAN4C Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Gm397, Zscan4d, XM_142517, ZSCAN4C
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	201516
Gen-ID (Maus)	245109
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-506 von murinem ZSCAN4 (NP_001013787.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Kühlakku